

## Použití

### PŘED OŠETŘENÍM

Vyberte nejvhodnější místo pro ošetření (viz „POLOHA PŘÍSTROJE PŘI POUŽÍVÁNÍ“).



Stisknutím tlačítka přístroj zapnete nebo vypnete.



Pokud stisknete a podržíte tlačítko , naplní se vzduchová komora uvnitř přístroje, čímž dojde k jeho zvednutí. Uvolněte tlačítko, jakmile se vaše bederní páteř nachází ve výšce, která je pro vás příjemná. Chcete-li přístroj nastavit do vyšší polohy, znovu stiskněte a podržte tlačítko. Při dosažení horní hranice zazní výstražný tón. Výška přístroje bude v této poloze automaticky zablokována. Krátkým stisknutím tlačítka „MANUAL“ lze přístroj vrátit zpět do původní výšky (pokud se nacházel ve zvednuté poloze).



Stisknutím tlačítka zahájíte vibrační masáž. Opětovným stisknutím tlačítka vibrační masáž vypnete.



Stisknutím tlačítka spustíte automatický provoz přístroje (zvednutí přístroje + vibrační masáž).



Stisknutím tlačítka spustíte automatický provoz přístroje (zvednutí přístroje).



Stisknutím tlačítka nastavíte teplotu – k dispozici jsou tři nastavení: „LOW“ (Nízká), „MIDDLE“ (Střední) a „HIGH“ (Vysoká). V závislosti na nastavené teplotě svítí tlačítko zeleně, modře nebo červeně.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

OZNAČENÍ: Masážní přístroj na bederní páteř  
 MATERIÁL: ABS + Polykarbonát  
 PROUD: 2 A  
 VÝKON: 24 W  
 NAPĚTÍ: 12 V DC  
 VSTUPNÍ NAPĚTÍ: 100-240 V  
 LÉČEBNÝ CYKLUS: 15 minut  
 FUNKCE: Dmychadlo, masáž, tepelná terapie, fototerapie  
 OBLAST POUŽITÍ: Bolesti v dolní části zad, k uvolnění svalů

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přístroj je určen výhradně pro domácí použití ve vnitřních prostorách.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.
- Po použití vždy vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Přístroj za žádných okolností nepoužívejte v blízkosti topení, krbu, kamen nebo jiných zdrojů tepla. Při používání masážního přístroje nesmíte kouřit.
- Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud má poškozenou, vadnou nebo mokrou zástrčku či kabel.
- Napájecí zdroj zapojte do elektrické sítě pouze tehdy, nachází-li se hlavní vypínač v poloze „OFF“ (VYP).
- Nepoužívejte přístroj v saunách, koupelnách či jiných místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud je mokré vaše tělo nebo část těla, která má být ošetřena.
- Nepoužívejte přístroj ihned po jídle. Počkejte aspoň 60 minut.
- Nepoužívejte přístroj v kuse déle než 60 minut. Mezi dvěma léčebnými cykly si vždy udělejte přestávku v délce alespoň 5 až 10 minut.
- Přístroj vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte přístroj během spánku.
- Aby se zabránilo nadměrné stimulaci svalů a nervů, neměla by být překročena doporučená doba masáže 60 minut (standardní délka ošetření je 20 minut).

## VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ

JAK SNÍŽIT RIZIKO POPÁLENIN, POŽÁRŮ, ÚRAŽŮ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:

- Přístroj neprovazujte pod příkrývkou, polštářem nebo jinými materiály. V opačném případě může dojít k přehřátí přístroje, což může vést k požáru, úrazům elektrickým proudem nebo popáleninám.
- Používejte přístroj pouze v souladu s určením, tzn. způsobem popsáním v tomto návodu.
- Přístroj za žádných okolností nepoužívejte, má-li poškozený kabel nebo zástrčku, nefunguje-li správně, spadl-li na zem, je-li vadný nebo spadl-li do vody.
- Přístroj nikdy nenoste ani nedržte za síťový kabel.
- Předtím než vytáhnete zástrčku z elektrické zásuvky, nastavte všechny ovládací prvky do polohy „OFF“ (VYP).
- Používejte pouze originální síťový zdroj, který je součástí balení.

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím masážního přístroje byste si měli pozorně přečíst následující bezpečnostní pokyny. Pokud trpíte některou z níže uvedených nemocí, obraťte se před použitím přístroje na svého lékaře.

- Pokud se vás týká některá z následujících informací, doporučujeme před použitím přístroje konzultovat lékaře:
- Trpíte srdečním nebo cévním onemocněním.
  - Trpíte smyslovou poruchou nebo máte kardiostimulátor.
  - Trpíte osteoporózou nebo diabetem.
  - Váš lékař vám nedoporučuje přístroj používat.
  - Jste těhotná, máte zhoubný nádor nebo kožní alergii.
  - Jste v lékařské péči.
  - Jste tělesně postižený/á.

## PÉČE A ÚDRŽBA

- Pokud přístroj nepoužíváte, uložte ho na suchém místě.
- Neomotávejte síťový kabel kolem přístroje.
- Nevěšete přístroj za síťový kabel.
- K čištění přístroje nepoužívejte rozpouštědla a agresivní čisticí prostředky.

- Před čištěním vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a nechte přístroj vychladnout. V případě nutnosti ho otřete suchým měkkým hadříkem.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiných kapalin.
- K čištění masážního přístroje nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče, benzín, petrolej, přípravky na čištění skla, leštidla na nábytek nebo ředidla.

Obrázek 1



## ZÁKLADOVÁ DESKA

1. Základovou desku je třeba správně položit pod přístroj.
2. Deska má zajistit, aby použití bylo pro uživatele co nejpříjemnější, je-li masážní přístroj používán na měkkém podkladu (např. na posteli, lehátku nebo pěnovém polštáři – viz obrázek 1).
3. Masážní přístroj můžete používat s deskou nebo bez ní.
4. Na desku nikdy nestoupejte a nepoužívejte ji k jiným účelům.

Při položení přístroje na stranu A je tlak mírný.  
 Při položení přístroje na stranu B je tlak silnější.

